



## Prelievo delle feci




1. In base all'esame di laboratorio che il medico curante desidera effettuare, il paziente riceverà un contenitore con un tappo marrone o verde. È perciò possibile ricevere un solo contenitore o contenitori di colori diversi.

**Il liquido** nel contenitore con il tappo verde è importante per l'esame di laboratorio – **evitare di rovesciarlo.**




2. **Il campione di feci non deve entrare in contatto con l'acqua contenuta nel WC. Evitare la miscelazione con l'urina.**




3. Aprire il contenitore con il **tappo marrone** e raccogliere, con la spatola fissata al coperchio, uno o due campioni di feci dalla grandezza di una noce.

Aprire il contenitore con il **tappo verde** e inserire il tampone nelle feci fino al suo completo ricoprimento.



4. **Miscelare accuratamente** il campione **con il liquido** all'interno del contenitore con il tappo verde. Inserire il tampone nel contenitore e rompere l'asticella nel punto contrassegnato.

**In seguito avvitare bene il coperchio (la spatola o il tampone rimangono all'interno).**



5. **Scrivere cognome e nome sul contenitore** e riporre quest'ultimo nell'apposito astuccio allegando **il modulo di richiesta** fornito dal medico curante. Inserire il tutto nella **busta di spedizione** e consegnarla all'ufficio postale.



**Conservare il materiale a temperatura ambiente.**