

Frühzeitige Osteoporose-Risikodiagnostik und Therapiekontrolle

Osteoporose ist eine der häufigsten, aber oft unentdeckten Volkskrankheiten. In der Schweiz sind schätzungsweise über eine halbe Million Menschen betroffen, mehrheitlich Frauen. Die Osteoporose entwickelt sich schleichend und bleibt lange symptomlos, bis es zu einer Fraktur kommt. Jährlich ereignen sich in der Schweiz über 80'000 osteoporosebedingte Knochenbrüche, viele davon wären mit rechtzeitiger Diagnose und entsprechender Therapie vermeidbar. Früherkennung und Therapiekontrolle sind entscheidend.

Neben klassischen Messmethoden wie der Knochendichtemessung mittels DXA steht heute ein neues Testverfahren zur Verfügung, das den Knochenstoffwechsel frühzeitig beurteilen kann. Während die DXA Untersuchung vor allem bereits eingetretene Veränderungen der Knochenmineraldichte erfasst, erkennt die Analyse natürlicher Calcium Isotope im Urin Stoffwechseleränderungen deutlich früher, noch bevor sie bildgebend sichtbar werden. Zudem erlaubt der Test eine rasche Beurteilung des Therapieerfolgs, da Veränderungen im Knochenstoffwechsel schneller erkennbar sind als strukturelle Anpassungen der Knochendichte in der DXA Messung. Dadurch wird eine strahlenfreie, nicht invasive und zeitnahe Risikoeinschätzung bereits in einem sehr frühen Stadium der Erkrankung möglich.

Für Apotheken empfehlen wir den OsteoTest home. Diese Analyse basiert auf Urin.

OsteoTest | home

Für die frühzeitige, Urin-basierte Risikoabschätzung von Osteoporose und Therapiekontrolle.

Bezugsquellen Galexis und labor team

Artikelname LABOR TEAM OsteoTest Home

Pharmacode 1160260

EAN 4262535890044

Profil 21406

Material Urin (nüchtern)

Ausführungsdauer 15 Arbeitstage

Preis Galexis CHF 150.81 inkl. Bearbeitungstaxe
keine Pflichtleistung



OsteoTest

Frühzeitige Osteoporose-Risikodiagnostik
und Therapiekontrolle

**labor
team**

Testablauf

- **Kundenansprache:** Frauen ab der Menopause sowie Extremsportler haben ein erhöhtes Osteoporoserisiko.
- **Nach Verkauf des Tests:** Verpackung öffnen und folgende Schritte mit dem Kunden durchgehen
- **Auftragsformular erfassen:** Einsender- (Apotheke) und Kundendaten eintragen und auf Selbstauskunft hinweisen (QR-Code)
- **Instruktion Probenentnahme:** Erster Morgenurin vor dem Frühstück; ausführliche Patientenanleitung, Testmaterial und Rücksendecouvert im Testkit enthalten.
- **Einsendung Probe:** durch Kunde/Kundin, inklusiv Auftragsformular
- **Auswertung:** durch Labor
- **Befundbesprechung:** Nach ca. 15 Arbeitstagen erhält die Apotheke den Befund, informiert Kunde/Kundin und bietet bei Bedarf eine persönliche Beratung an.

Für wen ist der Test nicht geeignet

Bei einer bestehenden Diagnose einer Osteomalazie oder einer Nierenfunktionsstörung ist die Durchführung des Tests nicht möglich.



Beratungshotline

labor team steht Apotheken bei Fragen gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch unter 071 844 45 45 oder per E-Mail an info@team-w.ch.
Aus Datenschutzgründen geben wir keine Auskünfte an Kunde/Kundin.

Detailliertere Informationen finden Sie unter: laborteam.ch/de/osteo-test

labor team w ag

Blumeneggstrasse 55
9403 Goldach
+41 71 844 45 45
info@team-w.ch
www.laborteam.ch

M14806/0626