



## Test sanguin TBC (IGRA) : introduction du test QuantiFERON-TB GOLD

A partir du 02.12.2020, nous effectuerons le test QuantiFERON-TB GOLD au lieu du test T-SPOT.TB.

Cela signifie que les nouvelles valeurs de référence suivantes s'appliquent:

<0,35 négatif  
0,35-1,00 à vérifier  
>1.00 positif

Préanalytique: En raison de la stabilité limitée de l'échantillon, celui-ci doit être préparé au laboratoire dans les 24 heures. Préparation des échantillons du lundi au vendredi à 11h et à 17h. Enlèvement par un service de coursiers, pas de livraison par la poste.

Profil d'analyse: 2755

Matériel: 4 ml de sang entier à l' héparin de lithium, sans séparateur de gel, pas de centrifugation, stockage à température ambiante

Prix: 100 TP

Nous restons volontiers à votre disposition en cas de questions.

labor team w ag

décembre 2020