



Analisi del sangue TBC (IGRA): Introduzione del test QuantiFERON-TB GOLD

A partire dal 02.12.2020 eseguiremo il test QuantiFERON-TB GOLD al posto del test T-SPOT.TB.

Ciò significa che valgono i seguenti nuovi valori di riferimento:

<0,35 negativo
0,35-1,00 da controllare
>1,00 positivo

Preanalitica: A causa della limitata stabilità, il campione deve essere preparato in laboratorio entro 24 ore. Preparazione del campione dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 17. Ritiro tramite corriere, non inviare tramite posta.

Profilo di analisi: 2755

Materiale: 4 ml di sangue intero con eparina di litio, senza gel separatore, senza centrifugazione, conservazione a temperatura ambiente

Prezzo: 100 TP

Restiamo a vostra disposizione per eventuali domande.

labor team w ag

dicembre 2020