



Modifica del tipo di provetta per T-Spot ed Elispot: ottimizzazione della preanalitica

Da ora in poi raccomandiamo di usare **sangue intero con eparina di litio** per T-SPOT.TB e tutti i test EliSpot (precedentemente: sangue CPDA).

Profili d'analisi:

T-SPOT.TB Tuberculosi (IGRA):	2755
EliSpot Borrelia (LYMESPOT):	2668
EliSpot Chlamydia pneumoniae:	5494
EliSpot Chlamydia trachomatis:	5495
EliSpot Yersinia:	9918
EliSpot Ehrlichia:	5493
EliSpot Herpes Simplex:	01980
EliSpot EBV:	0198
EliSpot CMV:	01981

Materiale: almeno **2 provette di sangue intero con eparina di litio** (no. articolo Vacuette M153 o Monovette M164), non raffreddate, non centrifugate, immediata spedizione dei campioni freschi.

Per ulteriori domande siamo a vostra disposizione.

labor team w ag

agosto 2019