



Resistenza alla PCA: adeguamento delle unità a partire dal 28.02.2017

Modifica del principio del test:

Fino ad ora la determinazione della resistenza alla PCA veniva effettuata misurando due diversi tempi di coagulazione calcolando un indice.

Ora i risultati vengono indicati come tempo di coagulazione in secondi:

≥ 120 s: negativo

< 120 s: positivo

Profilo: 142

Materiale: plasma citrato 1:10

Prezzo: 52 TP

Per ogni chiarimento siamo sempre a vostra disposizione.

labor team w ag

Febbraio 2017