



Löslicher Transferrinrezeptor: Methoden-Umstellung inkl. Referenzbereichsanpassung ab 15.08.17

Bisherige Methode: Turbidimetrie
Neue Methode: Chemilumineszenz Immunoassay

Bisheriger Referenzbereich:

Männer und Frauen: 4.7-12.1 nmol/L (0.4-1.03 mg/L)

Neue Referenzbereiche:

Männer: 26-59 nmol/L (2.2-5.0 mg/L)

Frauen: 22-52 nmol/L (1.9-4.4 mg/L)

Anforderungsprofil: 233

Material: Serum

Preis: 87 TP

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

labor team w ag

August 2017