



Recettore solubile transferrina: Cambiamento del metodo di analisi con adeguamento degli intervalli di riferimento dal 15 agosto 2017

Metodo finora : turbidimetria

Nuovo metodo : test immunoenzimatico in chemiluminescenza

Intervallo di riferimento finora:

Uomini e donne: 4.7-12.1 nmol/L (0.4-1.03 mg/L)

Nuovi intervalli di riferimento:

Uomini: 26-59 nmol/L (2.2-5.0 mg/L)

Donne: 22-52 nmol/L (1.9-4.4 mg/L)

Profilo d'analisi: 233

Materiale: siero

Punti tariffari: 87 PT

Restiamo a vostra disposizione per eventuali domande.

labor team w ag

agosto 2017