



## **Modifica del metodo del test per la ricerca di ossiuri (Enterobius Vermicularis) Note relative al prelievo dei campioni**

Da poco, l'analisi per la ricerca di "uova di ossiuri" (Enterobius Vermicularis) è eseguita mediante il metodo PCR, che sostituisce il precedente metodo d'esame "scotch test" con lettura al microscopio.

Ora richiediamo uno striscio anale con eSwab. La raccolta del campione è eseguita al mattino, prima che il paziente evacui o si lavi, strisciando la plica anale.

Le istruzioni dettagliate sono disponibili al link seguente:  
[www.team-w.ch/it/ossiuri](http://www.team-w.ch/it/ossiuri)

Metodo applicato finora: microscopia  
Nuovo metodo: PCR

Profilo d'ordinazione: 5512  
Materiale: eSwab  
Prezzo: 91 PT

Restiamo a vostra disposizione per eventuali domande.

labor team w ag

agosto 2017