



Marqueur pré-éclampsie quotient sFlt-1/PlGF

Ajustement des seuils (en fonction de la semaine de grossesse)

20. - 34. semaine de grossesse

| | | |
|----------------------|--------|---|
| quotient sFlt-1/PlGF | <38: | pré-éclampsie improbable dans la semaine suivante |
| | 38-84: | risque élevé de pré-éclampsie dans les 4 semaines suivantes |
| | >85: | risque élevé de pré-éclampsie existante |

nouveau: à partir de la semaine de grossesse 35

| | | |
|----------------------|---------|---|
| quotient sFlt-1/PlGF | <38: | pré-éclampsie improbable dans la semaine suivante |
| | 38-109: | risque élevé de pré-éclampsie dans les 4 semaines suivantes |
| | >110: | risque élevé de pré-éclampsie existante |

Numéro d'analyse: 4315

Matériel: Sérum 2 ml

Prix: 129 TP

Littérature: études PROGNOSIS (2016)

Nous sommes à votre disposition pour toute question.

labor team w ag

Septembre 2016