



Guide pratique Test M371

Indication, demande et facturation

Domaines d'application pertinents du test M371

- Évaluation des petites tumeurs testiculaires découvertes fortuitement : aide à la décision entre l'excision conservatrice et ablation testiculaire.
- Amélioration du suivi des tumeurs testiculaires : détection fiable des récurrences tout en limitant les examens d'imagerie.
- Examen des cas d'hypertrophie lymphatique d'origine indéterminée dans le cadre du bilan d'extension.
- Bilan des augmentations inexplicables ou faussement positives des marqueurs tumoraux classiques.
- Évaluation rapide de la réponse au traitement (avantage : courte demi-vie).
- Aide à la décision thérapeutique en cas de tumeurs résiduelles après chimiothérapie, notamment dans les séminomes.

Procédure pour la demande du test M371

- 1 Demande du formulaire de commande par e-mail (info@team-w.ch) ou par téléphone (+41 71 844 45 45). Les clients de labor team peuvent accéder au formulaire de commande via la boutique en ligne : medilab.ch.
- 2 Prélèvement d'environ 10 ml de sang (veine cubitale). Laisser l'échantillon reposer 30 minutes en position verticale à température ambiante. Procéder ensuite à la centrifugation (10 min à 2'500 x g).
- 3 Pipeter soigneusement le sérum surnageant (dans un récipient de réaction adapté avec couvercle Safe-Lock ou tube cryogénique) et congeler à -20 °C à -80 °C.
- 4 Commander la « Frigobox » (conteneur d'expédition avec de la glace sèche) par téléphone au +41 71 844 45 45.
- 5 Dès réception de la « Frigobox », placer immédiatement le tube de sérum dans la glace sèche et déposer le formulaire de commande sur la boîte. L'enlèvement de la boîte « Frigobox » est organisé par labor team.



Interprétation des résultats du test M371

Le test M371 peut fournir les résultats suivants :

- En cas de **résultat négatif**, la probabilité qu'une tumeur germinale testiculaire ou une récurrence soit présente est faible.

Remarque importante : notamment dans le suivi des patients atteints de non-séminomes, il convient de noter que les tératomes ne peuvent pas être détectés par le test M371 (appelé « lacune du tératome »). Un résultat négatif n'exclut donc pas la présence d'un tératome.

- **« Le résultat indéterminé » :** le résultat du test n'est pas interprétable de manière univoque. Il est recommandé de répéter le test après quelques semaines.
- En cas de **résultat positif**, la présence d'une tumeur germinale testiculaire est hautement probable. Il peut s'agir d'une tumeur primaire, d'une métastase ou d'une récurrence.

Le résultat est généralement transmis à l'expéditeur dans un délai de 7 jours ouvrables après réception de l'échantillon. La transmission s'effectue, selon le souhait du client, par voie électronique ou par courrier ou via les canaux de communication du laboratoire.

Prix et informations sur le profil

Numéro de profil	02308
Prix	CHF 307.75*
Matériel et quantité	Sérum congelé, 2 ml
Durée d'exécution	max. 7 jours

* Le test est généralement pris en charge par la caisse maladie. Il est toutefois possible que la caisse maladie refuse de prendre en charge les coûts dans le cadre de l'assurance de base et/ou d'éventuelles assurances complémentaires. Dans ce cas, le patient devra assumer lui-même les frais.