

Diagnosi precoce del rischio di osteoporosi e monitoraggio della terapia

L'osteoporosi è una delle malattie più diffuse ma spesso non diagnosticate. In Svizzera si stima che oltre mezzo milione di persone ne siano affette, principalmente donne. La malattia si sviluppa lentamente e rimane a lungo senza sintomi fino alla comparsa di una frattura. Ogni anno si verificano oltre 80 000 fratture legate all'osteoporosi, molte delle quali potrebbero essere evitate con una diagnosi e una terapia tempestive. La diagnosi precoce e il monitoraggio terapeutico sono fondamentali.

Oltre ai metodi classici come la densitometria ossea DXA, oggi è disponibile un nuovo metodo che consente di valutare precocemente il metabolismo osseo. Mentre la DXA rileva principalmente modifiche già presenti della densità minerale ossea, l'analisi degli isotopi naturali del calcio nelle urine permette di individuare i cambiamenti metabolici molto prima, prima che siano visibili con imaging. Inoltre, il test consente una valutazione rapida dell'efficacia della terapia, poiché i cambiamenti metabolici sono rilevabili più rapidamente rispetto alle modifiche strutturali della densità ossea. Questo permette una valutazione precoce del rischio, senza radiazioni, non invasiva e tempestiva.

Per le farmacie raccomandiamo OsteoTest home. Questa analisi è basata su urine.

OsteoTest | home

Per la valutazione precoce del rischio di osteoporosi e il monitoraggio della terapia tramite analisi delle urine.

Canali di distribuzione Galexis e labor team

Nome articolo LABOR TEAM OsteoTest Home

Pharmacode 1160260

EAN 4262535890044

Profilo 21406

Materiale urina a digiuno

Tempo di esecuzione 15 giorni lavorativi



Prezzo Galexis CHF 150.81 incl. costi di elaborazione

Non coperto obbligatoriamente

OsteoTest

Diagnosi precoce del rischio di osteoporosi
e monitoraggio della terapia

**labor
team**

Procedura del test

- **Approccio al cliente:** Donne in post-menopausa e sportivi intensivi hanno un rischio maggiore
- **Dopo la vendita:** Aprire la confezione e spiegare i passaggi
- **Modulo:** Inserire dati della farmacia e del cliente, indicare autodichiarazione via QR code
- **Prelievo:** Prima urina del mattino prima della colazione, istruzioni dettagliate incluse
- **Invio:** Da parte del cliente con modulo
- **Analisi:** Eseguita dal laboratorio
- **Risultati:** Dopo circa 15 giorni lavorativi la farmacia riceve il referto, informa il cliente e offre consulenza se necessario

Non indicato per

Persone con osteomalacia diagnosticata o insufficienza renale.



Servizio consulenza

labor team è a disposizione delle farmacie via telefono 071 844 45 45
o e-mail info@team-w.ch.

Per motivi di protezione dei dati non vengono fornite informazioni direttamente ai clienti.

Per informazioni più dettagliate, consultare il sito:
laborteam.ch/it/analisi/novita/osteotest

labor team w ag

Blumeneggstrasse 55
9403 Goldach
+41 71 844 45 45
info@team-w.ch
www.laborteam.ch

M14808/0626