

Diagnostic précoce du risque d'ostéoporose et suivi thérapeutique

L'ostéoporose est l'une des maladies les plus fréquentes, mais souvent non détectée. En Suisse, on estime que plus d'un demi-million de personnes sont concernées, majoritairement des femmes. La maladie évolue de manière insidieuse et reste longtemps sans symptômes jusqu'à la survenue d'une fracture. Chaque année, plus de 80 000 fractures liées à l'ostéoporose se produisent en Suisse, dont beaucoup pourraient être évitées grâce à un diagnostic et un traitement précoce. Le dépistage précoce et le suivi thérapeutique sont alors essentiels

Outre les tests classiques comme la mesure de la densité osseuse par DXA, une nouvelle méthode d'analyse permet aujourd'hui d'évaluer précocement le métabolisme osseux. Alors que l'examen DXA détecte surtout des modifications déjà présentes de la densité minérale osseuse, l'analyse des isotopes naturels du calcium dans l'urine permet de détecter les changements métaboliques bien plus tôt, avant qu'ils ne soient visibles à l'imagerie. De plus, ce test permet une évaluation rapide du succès thérapeutique, car les changements du métabolisme osseux sont détectables plus rapidement que les modifications structurales de la densité osseuse. Cela permet une évaluation précoce du risque, sans irradiation, non invasive et rapide dès les premiers stades de la maladie.

Pour les pharmacies, nous recommandons OsteoTest home. Cette analyse est basée sur l'examen de l'urine.

OsteoTest | home

Pour l'évaluation précoce du risque d'ostéoporose et le suivi thérapeutique à partir d'un échantillon d'urine.

Sources d'approvisionnement

Galexis et labor team

Nom de l'article LABOR TEAM OsteoTest Home

Pharmacode 1160260

EAN 4262535890044

Profil 21406

Matériel urine à jeun

Durée d'analyse 15 jours ouvrables



Prix Galexis CHF 150.81 incl. frais de traitement
Prestation non obligatoire

OsteoTest

Diagnostic précoce du risque d'ostéoporose
et suivi thérapeutique

**labor
team**

Déroulement du test

- **Approche client :** Les femmes postménopausées ainsi que les sportifs pratiquant une activité intensive présentent un risque accru.
- **Après la vente :** Ouvrir l'emballage et expliquer les étapes au client
- **Formulaire :** Remplir les données de l'expéditeur et du client, inviter à remplir l'auto-déclaration via QR code
- **Prélèvement :** Première urine du matin avant le petit-déjeuner. Le kit contient : instructions détaillées, le matériel de test ainsi qu'une enveloppe de retour.
- **Envoi :** Par le/la client(e), avec formulaire
- **Analyse :** Par le laboratoire
- **Résultat :** Après environ 15 jours ouvrables, la pharmacie reçoit le rapport, informe le/la client(e) et propose un conseil si nécessaire.

Non indiqué pour

En cas d'ostéomalacie diagnostiquée ou d'insuffisance rénale, la réalisation du test n'est pas possible.

Ligne d'assistance

labor team est à disposition des pharmacies par téléphone 071 844 45 45
ou e-mail info@team-w.ch.

Aucune information n'est donnée directement aux clients pour des raisons de protection des données.

Pour plus d'informations détaillées, veuillez consulter :
laborteam.ch/fr/analyses/nouveautes/osteotest

labor team w ag

Blumeneggstrasse 55
9403 Goldach
+41 71 844 45 45
info@team-w.ch
www.laborteam.ch

M14807/0626