



Rénine : nouveau matériel exigé dès le 07.04.2020

En raison de la meilleure stabilité des échantillons congelés, nous n'acceptons désormais que du plasma EDTA congelé pour déterminer le taux de la rénine. La boîte de congélation à glace sèche (Frigobox) nécessaire à l'expédition peut être commandée chez nous par téléphone au 071 844 45 45.

Profil d'analyse: 662

Prix: CHF 68.-

Matériel: plasma EDTA congelé

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

labor team w ag

avril 2020