



## Renina: nuova modalità di raccolta dal 07.04.2020

Data la migliore stabilità dei campioni congelati, in futuro accettiamo solo plasma in EDTA congelato per la determinazione della renina. Per richiedere l'invio di un 'Frigobox' con ghiaccio secco, la preghiamo di contattarci al seguente numero 071 844 45 45.

Profilo d'analisi: 662

Prezzo: CHF 68.-

Materiale: plasma in EDTA congelato

Siamo a disposizione per eventuali domande.

labor team w ag

aprile 2020