



Cystatin C und eGFR

Anpassung des Referenzbereichs

Ab 29.11.2016 gilt für Cystatin C folgender altersunabhängiger Referenzbereich: 0.51 - 1.05mg/l

Die Cystatin C eGFR wird mit folgender Formel berechnet:

$$\text{eGFR} = 130 \times \text{Cystatin C}^{-1.069} \times \text{Alter}^{-0.117} - 7$$

Anforderungsprofil: 485

Material: Serum 2ml

Preis: 21 TP

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

labor team w ag

November 2016