



Cystatine C et eGFR

Ajustement de l'intervalle de référence

Dès le 29.11.2016, l'intervalle de référence, indépendant de l'âge, pour la cystatine C s'applique comme suit: 0.51 - 1.05mg/l

L'eGFR basée sur la cystatine C est calculée avec la formule suivante:

$$eGFR = 130 \times \text{cystatine C}^{-1.069} \times \text{âge}^{-0.117} - 7$$

Profil: 485

Matériel: Sérum 2ml

Prix: 21 TP

Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements.

labor team w ag

Novembre 2016