



## Cistatina C e eGFR

Adeguamento dell'intervallo di riferimento

A partire dal 29.11.2016 per la cistatina C viene applicato il seguente intervallo di riferimento indipendente dall'età: 0.51 - 1.05mg/l

Il valore di eGFR basato sulla cistatina C é calcolato mediante la formula seguente:

$$eGFR = 130 \times \text{cystatina C}^{-1.069} \times \text{età}^{-0.117} - 7$$

Profilo: 485

Materiale: siero 2ml

Prezzo: 21 TP

Restiamo a vostra disposizione per eventuali domande.

labor team w ag

Novembre 2016