



Récepteur soluble transferrine: modification de l'essai et de l'intervalle de référence à partir du 15 août 2017

Principe d'essai jusqu'à présent: turbidimétrie

Principe d'essai nouveau: essai immunologique par chimiluminescence

Valeur de référence jusqu'à présent:

Hommes et femmes: 4.7-12.1 nmol/L (0.4-1.03 mg/L)

Nouvelles valeurs de référence:

Hommes: 26-59 nmol/L (2.2-5.0 mg/L)

Femmes: 22-52 nmol/L (1.9-4.4 mg/L)

Profil d'analyse: 233

Matériel: sérum

Prix: 87 PT

Nous sommes à votre disposition pour toute question.

labor team w ag

août 2017